



GESSO SINTÉTICO SUPERDURO DE CLASSE IV DE ALTO NÍVEL

GILROCK

DOS MESMOS CRIADORES DO
GILVEST HS **SR**



A BRADENT OFERECE UM GESSO ESPECIAL DE ALTÍSSIMA QUALIDADE INDICADO PARA CONFEÇÃO DE TROQUÊIS, MODELOS DE TRABALHOS E DE ESTUDO.

- MATERIAL COM ELEVADA DUREZA, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E ESTABILIDADE DE BORDO;
- PROPICIA UMA SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA COM A REPRODUÇÃO DOS DETALHES MAIS DELICADOS EM QUALQUER MATERIAL DE IMPRESSÃO;
- DEVIDO A TIXOTROPIA O PRODUTO POSSUI ALTA FLUIDEZ FACILITANDO O VAZAMENTO DO MOLDE;
- POSSUI BAIXA EXPANSÃO DE PRESA (0,08%) PROPICIANDO MAIOR EXATIDÃO NO TRABALHO;
- LONGO TEMPO DE TRABALHO (7 MINUTOS) E CURTO TEMPO DE ESPERA PARA EXTRAÇÃO DO MOLDE (35 MINUTOS).

DADOS TÉCNICOS:

- PROPORÇÃO MISTURA	100G : 20ML
- TEMPO DE MANIPULAÇÃO MANUAL	60 SEG
- TEMPO DE MANIPULAÇÃO MECÂNICA À VÁCUO	30 SEG
- TEMPO DE TRABALHO	7 MIN
- TEMPO DE PRESA	12 MIN
- EXTRAIR DO MOLDE APÓS	35 MIN
- EXPANSÃO DE PRESA LINEAR APÓS 2 HORAS	0,08%
- RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO APÓS 1 HORA	60 N/MM
- DUREZA MÍNIMA APÓS 24 HORAS	250 N/MM
- RESISTÊNCIA À TRAÇÃO/TORÇÃO	12 MPA

PARA MELHOR RESULTADOS:

- DISPONIBILIDADE:
- UTILIZE A PROPORÇÃO INDICADA;
 - MANIPULE À VÁCUO;
 - MANTENHA EMBALAGEM SEMPRE FECHADA.
 - CORES MARFIM E BRANCO;
 - EMBALAGENS DE 5KG.

BRADENT.COM.BR

RUA NAPOLES, 529 CEP: 06712-380 JD
COLIBRI - COTIA SP
CONTATOS
(11) 3726-5953
(11) 9 6424-1535